



## CIZALLAS DE PRECISION DE DOBLE CUCHILLA

Para cortar muestras de Papel, Foils, Aluminio, etc.

- > Modelo DBC-12,7 de 12,7 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-15 de 15 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-20 de 20 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-25 de 25 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-25,4 de 25,4 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-50 de 50 mm ancho de corte

## CIZALLAS DE PRECISION DE DOBLE CUCHILLA

### NORMAS APLICABLES:

ISO 1924-2/3 – SCAN P38/P67 – ASTM D828 – TAPPI T494 – TAPPI T456 – APPITA/AS 1301.448 – PAPTAC D.34 – DIN 53112 Teil 1 – ISO 3781 – ISO 12625-4/12 – JIS P8113...

### INFORMACION GENERAL

Cizallas diseñadas para cortar de forma rápida y en una sola operación con precisión muestras de Papel, Foils, Films..., de un ancho determinado según el modelo y de 260 mm de longitud.

- Fácil de usar
- Seguridad de uso
- Diseño robusto
- Con pantalla de seguridad

Con una cuchilla fija y dos móviles construidas en acero especial templado y rectificado. Antes de efectuar el corte, se presiona una palanca que aproxima la cuchilla fija al tope guía, con objeto de sujetar y alisar la muestra, y así obtener muestras con mayor exactitud en sus dimensiones.

Equipadas con **protector de seguridad**, el cual evita introducir las manos al operario entre las cuchillas y la base de corte, durante el proceso de corte de muestras.

CIZALLAS DE DOBLE CUCHILLA Serie DBC					
Modelo	Ancho de corte mm	Precision de corte mm	Longitud corte mm	Dimensiones An x F x Al /mm	Peso kg
DBC-12,7	12,7	± 0,1	160	300x500x300	10
DBC-15	15	± 0,1	160	300x500x300	10
DBC-20	20	± 0,1	160	300x500x300	10
DBC-25	25	± 0,1	160	300x500x300	10
DBC-25,4	25,4	± 0,1	160	300x500x300	10
DBC-50	50	± 0,1	160	300x500x300	10

**DIMENSIONES DEL EMBALAJE DE TRANSPORTE:** 600 x 450 x 450 mm (An. x Fondo X Al.)

**PESO BRUTO:** 22 Kg

### CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR:

- \* Cizalla de Doble Cuchilla serie DBC modelo solicitado