



MODULO AUTONOMO ENSAYOS COMPRESION MUESTRAS

Software autónomo de ensayos de COMPRESION de probetas de Papel y Cartón Corrugado
CMT – RCT – CCT – ECT – PAT – FCT...

“Datos en Tiempo Real...”



Puede operar de forma Autónoma o Integrado en el Sistema **LYNX** lo cual le dotaría de toda la potencia de Base de Datos, Estadísticas, Informes Configurables y en formato PDF, Informes Agrupados con otros parámetros generados en el Laboratorio de Ensayos.


- Rapidez en la ejecución de ensayos y obtención de resultados
- Sin errores humanos
- Trazabilidad conforme ISO 9000

Por medio de este Software de Ensayos **LYNX** y utilizando un Compresómetro de muestras con sus correspondientes dispositivos, se pueden realizar ensayos de Compresión **CMT – RCT – CCT - ECT – FCT – PAT** en muestras de Papel Liner – Medium y Cartón Ondulado.

- Indicación de los Valores Máximo – Mínimo – Medio – Desviación Estándar
- Capacidad de almacenamiento hasta 100 ensayos por cada informe
- Funciones de SALVAR – IMPRIMIR - COPIAR AL PORTAPAPELES – Informes en formato PDF

OPCIONAL: MODULO DE GESTION Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS

Permite realizar gestión de los datos, elección idiomas, generación de informes, librería de unidades, niveles de password, Introducción de valores mínimos, máximos y óptimos para explotar los datos con estadísticas, gráficas de Barras, Campanas de GAUSS, Comparativa de Tolerancias..., exportación datos a Word – Excel..., generación PDF...



* TECHLAB SYSTEMS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso

Doc: Modulo_LYNX_Compresion-1-CAT-E-R2