

## MODULO AUTONOMO DE ENSAYOS UNIVERSALES

Programa de ensayos de RESISTENCIA TRACCION – COMPRESIÓN – FLEXION – FRICCION y DESGARRO

*“Datos en Tiempo Real...”*



FRICCION



COMPRESION



FLEXION



Compatible con **LYNX Plus y Pro**

Puede operar de forma Autónoma o Integrado en el Sistema **LYNX** lo cual le dotaría de toda la potencia de Base de Datos, Estadísticas, Informes Configurables y en formato PDF, Informes Agrupados con otros parámetros generados en el Laboratorio de Ensayos.





- Rapidez en la ejecución de ensayos y obtención de resultados
- Sin errores humanos
- Trazabilidad conforme ISO 9000

Por medio de este software múltiple de Ensayos y utilizando una Máquina Universal de Ensayos con sus correspondientes dispositivos y mordazas, se pueden realizar ensayos de TRACCION – COMPRESION – FLEXION – FRICCION y DESGARRO en muestras de PAPEL – CARTON COMPACTO – CARTULINAS – CARTON CORRUGADO. Compatible con los Sistemas de Gestión Integral **LYNX Plus / LYNX Pro**

- Indicación de los Valores Máximo – Mínimo – Medio – Desviación Estándar
- Capacidad de almacenamiento hasta 100 ensayos por cada informe
- Funciones de SALVAR – IMPRIMIR - COPIAR AL PORTAPAPELES – Informes en formato PDF

### INCLUIDO: MODULO DE GESTION Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS

Permite realizar gestión de los datos, elección idiomas, generación de informes, librería de unidades, niveles de password, Introducción de valores mínimos, máximos y óptimos para explotar los datos con estadísticas, gráficas de Barras, Campanas de GAUSS, Comparativa de Tolerancias..., exportación datos a Word – Excel..., generación PDF...



\* TECHLAB SYSTEMS se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso

Doc: Modulo\_LYNX\_Universal-1-CAT-E-R2