



CORTADORA DE MUESTRAS "ECT" NEUMÁTICA

Para preparar muestras de cartón corrugado para realizar ensayos de compresión ECT en el Compresómetro de muestras

CORTADORA DE MUESTRAS “ECT” NEUMÁTICA

NORMAS APLICABLES:

Ensayos PAT: APPITA/AS 1301.430s, TAPPI T 821, FEFCO No. 11

Ensayos ECT: APPITA/AS 1301.444s, ISO 3037, ISO 13821, DIN 53149, SCAN P33, TAPPI T 811, TAPPI T 823, TAPPI T 838, TAPPI T 839, FEFCO No. 8

INFORMACION GENERAL

El corte de la muestra se realiza por medio de 2 cuchillas paralelas (con un solo filo, para obtener muestras sin deformaciones laterales en los bordes cortados), obteniéndose probetas rectangulares del ancho elegido y hasta un máximo de 15 mm de espesor. Con pantalla de metacrilato transparente para proteger al operario en la manipulación, evitando riesgos de accidente.

- Fácil de usar
- Seguridad de uso
- Diseño robusto
- Con sistema de expulsión de las muestras tras realizar el corte
- Espesor de muestras hasta 15 mm
- Marcado CE
- Ancho de corte (a seleccionar uno al pedido)



CORTADORAS DE MUESTRAS "ECT" NEUMATICAS

Modelo	Ancho mm	Ancho Pulgadas	Norma aplicable
CN-25	25 ±0,5	-	FEFCO Método 8
CN-50,8	50,8 ±0,8	2" ±0,03	TAPPI T839*(Flautas A,B y C)
CN-50,8	50,8 ±1,6	2" ±0,06	TAPPI T811* (Flauta A)
CN-31,8	31,8 ±1,6	1.25" ±0,06	TAPPI T811 (flauta B)
CN-38,1	38,1 ±1,6	1.50" ±0,06	TAPPI T811 (flauta C)

* Todas las flautas y TAPPI T811 (flauta A)

ENTRADA AIRE COMPRIMIDO: 6-8 Bar - 6-8 Kg/cm²

DIMENSIONES DEL EQUIPO: 540x210x270 mm

PESO NETO: 33 Kg

DIMENSIONES DEL EMBALAJE DE TRANSPORTE: 720 x 420 x 470 mm (An. x Fondo X Al.)

PESO BRUTO: 50 Kg (Embalaje de madera con tratamiento fitosanitario)

CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR:

* Cortadora de muestras ECT neumática modelo solicitado