



# HOMOGENEIZADOR DE PASTA

> Modelo EQU-T

Equipo de sobremesa para agitación y homogeneización permanentes de muestras de pulpa desintegrada

## HOMOGENEIZADOR DE PASTA

### NORMAS APLICABLES

Zellcheming Instruction V/6/61 part F

### INFORMACION GENERAL

Equipo para mezclar muestras de pasta refinadas y/o desintegradas para una correcta formación de hojas de papel. Antes de la formación de hojas de papel con pulpa batida y desintegrada, la pulpa deberá tener el mismo contenido de fibras para la primera y también para la última hoja, la cual está hecha de una sonda de suspensión. Por lo tanto, el homogeneizador agita la suspensión de manera permanente para que las propiedades de la pulpa no cambien significativamente

### CARACTERISTICAS

- Construcción robusta
- Fabricado en acero inoxidable y vidrio acrílico
- Facilidad de uso
- Motor eléctrico silencioso (3 dBa.)
- Indicación digital de r.p.m.
- Recipiente de vidrio acrílico de gran capacidad, hasta 12 litros en suspensión
- Válvula de accionamiento rápido
- Equipo para mezclar muestras de pasta refinadas y/o desintegradas para una correcta
- Versión de sobremesa o versión de montaje en pared
- Ángulo del recipiente de acuerdo a normas

**CORRIENTE ELECTRICA:** 230V/50Hz Monofásica

**DIMENSIONES DEL EQUIPO:** 300 x 400 x 1140 mm (An. x Fondo X Al.)

**PESO NETO:** 32 Kg

**DIMENSIONES DEL EMBALAJE DE TRANSPORTE:** 1200 x 800 x 720 mm (An. x Fondo X Al.)

**PESO BRUTO:** 60 Kg (Embalaje de madera con tratamiento fitosanitario)

### CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR

- \* Homogeneizador de pasta modelo EQU-T