

CORTADORA MANUAL ECT/PAT Modelo CM

Para preparar muestras de cartón corrugado para realizar ensayos de compresión ECT y PAT en el Compresómetro de muestras

CORTADORA MANUAL DE MUESTRAS ECT/PAT

NORMAS APLICABLES:


Ensayos PAT: APPITA/AS 1301.430s, TAPPI T 821, FEFCO No. 11

Ensayos ECT: APPITA/AS 1301.444s, ISO 3037, ISO 13821, DIN 53149, SCAN P33, TAPPI T 811, TAPPI T 823, TAPPI T 838, TAPPI T 839, FEFCO No. 8

INFORMACION GENERAL

El corte de la muestra se realiza manualmente, obteniéndose probetas cuadradas o rectangulares en función del ancho de corte elegido y hasta un máximo de 12 mm de espesor.

- Fácil de usar
- Seguridad de uso
- Diseño robusto
- Espesor de muestras hasta 12 mm
- Ancho de corte: 25mm, 32mm, 38.1mm, 50.8mm, 80mm y 100mm



DIMENSIONES DEL EQUIPO: 425 x 330 x 140 mm

PESO NETO: 15 Kg

DIMENSIONES DEL EMBALAJE DE TRANSPORTE: 500 x 440 x 290 mm (An. x Fondo X Al.)

PESO BRUTO: 22 Kg (Embalaje de madera con tratamiento fitosanitario)