



CIZALLAS DE PRECISION DE DOBLE CUCHILLA

Para cortar muestras de Papel, Foils, Aluminio, etc.

- > Modelo DBC-12,7 de 12,7 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-15 de 15 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-20 de 20 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-25 de 25 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-25,4 de 25,4 mm ancho de corte
- > Modelo DBC-50 de 50 mm ancho de corte

CIZALLAS DE PRECISION DE DOBLE CUCHILLA

NORMAS APLICABLES:

ISO 1924-2/3 – SCAN P38/P67 – ASTM D828 – TAPPI T494 – TAPPI T456 – APPITA/AS 1301.448 – PAPTAC D.34 – DIN 53112 Teil 1 – ISO 3781 – ISO 12625-4/12 – JIS P8113...

INFORMACION GENERAL

Cizallas diseñadas para cortar de forma rápida y en una sola operación con precisión muestras de Papel, Foils, Films..., de un ancho determinado según el modelo y de 260 mm de longitud.

- Fácil de usar
- Seguridad de uso
- Diseño robusto
- Con pantalla de seguridad

Con una cuchilla fija y dos móviles construidas en acero especial templado y rectificado. Al bajar el brazo con las dos cuchillas móviles se activa un pisador sobre la muestra con el fin de sujetar y alisar la muestra antes del corte, y así obtener muestras con mayor exactitud en sus dimensiones de anchura.

Equipadas con **protector de seguridad**, el cual evita introducir las manos al operario entre las cuchillas y la base de corte, durante el proceso de corte de muestras.

| CIZALLAS DE DOBLE CUCHILLA Serie DBC | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| Modelo | Ancho de corte mm | Precision de corte mm | Longitud corte mm | Dimensiones An x F x Al /mm | Peso kg |
| DBC-12,7 | 12,7 | ± 0,1 | 260 | 300x460x280 | 8 |
| DBC-15 | 15 | ± 0,1 | 260 | 300x460x280 | 8 |
| DBC-20 | 20 | ± 0,1 | 260 | 300x460x280 | 8 |
| DBC-25 | 25 | ± 0,1 | 260 | 300x500x280 | 8 |
| DBC-25,4 | 25,4 | ± 0,1 | 260 | 300x460x280 | 8 |
| DBC-50 | 50 | ± 0,1 | 260 | 300x460x280 | 8 |

DIMENSIONES DEL EMBALAJE DE TRANSPORTE: 640 x 450 x 460 mm (An. x Fondo X Al.)

PESO BRUTO: 22 Kg

CONTENIDO DEL SUMINISTRO ESTANDAR:

- * Cizalla de Doble Cuchilla serie DBC modelo solicitado

